

Noodprotocol stroomuitval pomp – NSPQC010122

Wanneer de netspanning wegvalt en er geen spanning meer staat op de pomp zijn er 5 mogelijkheden.



- 1 AD-matras blijft op druk door pompslangen met elkaar te verbinden.
- 2 AD-matras blijft op druk door afsluitdop te bevestigen.
- 3 AD-matras is niet op druk te houden.
- 4 AD-matras maakt gebruik van een pomp met ingebouwde accu.
- 5 AD-matras blijft altijd op druk (schuimmatras met luchtbanen).

## 1 AD-matras blijft op druk door pompslangen met elkaar te verbinden.

Door de 2 pompslangen uit het systeem te halen en met elkaar te verbinden blijft de druk in het anti-decubitus matras voor een bepaalde periode behouden! Zie onderstaande afbeeldingen voor verdere instructies.



| Soort systeem      | Hoelang blijft matras op druk? | Instellingen bij reset? |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Duocare            | 1 - 2 uur                      | <u>Niet</u> gewist! ●   |
| EntriX             | 1 - 2 uur                      | <u>Niet</u> gewist! ●   |
| Q Vive Aqua (Plus) | 1 - 2 uur                      | <u>Niet</u> gewist! ●   |
| Q Vive Mint        | 1 - 2 uur                      | <u>Niet</u> gewist! ●   |
| Q Vive Lime (Plus) | 1 - 2 uur                      | <u>Niet</u> gewist! ●   |
| Revo               | 1 - 2 uur                      | <u>Niet</u> gewist! ●   |

- Systeem wordt automatisch gereset naar vorige gebruikersinstellingen.
- Neem contact op met onze klantenservice via **013 522 06 06** om direct de juiste instellingen af te stemmen.
- Noodprotocol digitaal bekijken kan via [qcare.nl/noodprotocol-stroomuitval](https://qcare.nl/noodprotocol-stroomuitval)

## 2 AD-matras blijft op druk door afsluitdop te bevestigen of dicht te draaien.

| Soort systeem  | Hoelang blijft matras op druk? | Instellingen bij reset? |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Diamond        | Altijd                         | <u>Wel</u> gewist! ●    |
| Quattro (Plus) | Altijd                         | <u>Wel</u> gewist! ●    |

- Uw systeem niet kunnen terugvinden in het overzicht? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.



## 3 AD-matras is niet op druk te houden. Neem contact op met Q Care.

| Soort systeem  | Hoelang blijft matras op druk? | Instellingen bij reset?                                                                               |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primo          | Niet                           | <u>Wel</u> gewist!   |
| Q Vive Fuchsia | Niet                           | <u>Niet</u> gewist!  |
| Ruby           | Niet                           | <u>Niet</u> gewist!  |
| Xilos          | Niet                           | <u>Wel</u> gewist!   |

 Systeem wordt automatisch gereset naar vorige gebruikersinstellingen.

 Neem contact op met onze klantenservice via **013 522 06 06** om direct de juiste instellingen af te stemmen.

 Noodprotocol digitaal bekijken kan via [qcare.nl/noodprotocol-stroomuitval](https://qcare.nl/noodprotocol-stroomuitval)

 Uw systeem niet kunnen terugvinden in het overzicht? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.



## 4 AD-matras maakt gebruik van een pomp met ingebouwde accu.

| Soort systeem            | Hoelang blijft matras op druk? | Instellingen bij reset?                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aeros                    | 2 uur                          | <u>Niet</u> gewist!  |
| Q Vive Blue Ocean (Plus) | 2 uur                          | <u>Niet</u> gewist!  |
| Q Vive Maroon            | 1 uur                          | <u>Niet</u> gewist!  |

## 5 AD-matras blijft altijd op druk (schuimmatras met luchtbanen).

| Soort systeem   | Hoelang blijft matras op druk? | Instellingen bij reset?                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curocell Cirrus | Altijd                         | <u>Niet</u> gewist!  |
| Q Vive Amber    | Altijd                         | <u>Niet</u> gewist!  |
| Q Vive Terra    | Altijd                         | <u>Niet</u> gewist!  |

## Bij spoed & calamiteiten buiten kantooruren!

Voor spoedgevallen buiten kantooruren zijn we 24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op  **013 522 06 06**